

FICHE PRODUIT

Tube à centrifuger prémium NEST, 15 ml stérile, 50pcs/sachet

Référence : SOC-601002

Description du produit

Les **tubes à centrifuger coniques NEST Biotechnology** sont conçus pour répondre aux exigences des **laboratoires d'analyses, de recherche scientifique et de biologie médicale**. Fabriqués en **polypropylène (PP) de haute pureté**, ils offrent une excellente résistance mécanique et chimique, même lors de centrifugations répétées à vitesse élevée.

Leur **forme conique** permet une récupération optimale des échantillons et des culots après centrifugation, facilitant les manipulations et limitant les pertes de matière. Chaque tube est équipé d'un **bouchon à vis hermétique**, assurant une étanchéité fiable et réduisant les risques de fuites et de contaminations croisées.

Transparents et dotés de **graduations précises**, ces tubes permettent un contrôle visuel rapide et précis des volumes. Exempts de **DNase, RNase et pyrogènes**, ils conviennent parfaitement aux applications sensibles telles que la **biologie moléculaire, la culture cellulaire, la biochimie et les analyses cliniques**.

Compatibles avec la majorité des **centrifugeuses et rotors standards**, les tubes NEST constituent un consommable essentiel pour les laboratoires professionnels à la recherche de fiabilité et de performance.

Caractéristiques techniques

- Marque : **NEST Biotechnology**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type : **Tube de centrifugation conique**
- Matière : **Polypropylène (PP) bouchon en HDPE**
- Haute transparence
- Graduations moulées lisibles
- Bouchon à vis étanche
- Sans DNase / RNase / pyrogènes
- Haute résistance à la centrifugation
- Usage laboratoire, recherche et analyses médicales
- **Centrifugation maximale 12000 x g.**
- Transparence élevée
- La conception unique de la structure d'étanchéité du couvercle offre une double sécurité pour garantir l'étanchéité.
- Graduations lisibles
- La conception épaissie du fond conique augmente la limite centrifuge maximale.
- Haute résistance à la centrifugation
- L'échelle claire facilite la lecture des données.
- Usage laboratoire, recherche et analyses médicales
- Température tolérable -80 °C-120 °C.
- Stérilisation par faisceau d'électrons, SAL = 10-6
- 50 pcs/rack

Découvrez également notre sélection de Consommables de laboratoire adaptés aux analyses et prélèvements professionnels.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/17879-tube-a-centrifuger-pp-15ml-sterile-50-rack-bte-500.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com