

FICHE PRODUIT

Tube à centrifuger 50ml gradué en polypropylène fond conique cape à vis en rack non stérile

Référence : SOC-TCA50R

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à centrifuger 50ml gradué en polypropylène fond conique cape à vis en rack non stérile

- Pour usage général de laboratoire;
- Dimensions (Diam int. x Diam ext. x H.): 29,0 x 32,0 x 115,0mm;
- Centrifugation: 20 000g;

Condition minimum de vente: 500 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/17880-tubes-a-centrifuger-fond-conique-35ml-polypropylene-ionise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com