

FICHE PRODUIT

Sac Urgentiste Statpacks G3 Perfusion Rouge

Référence : SOC- STA004

Description du produit

Le **sac urgentiste StatPacks G3+ Perfusion rouge** est un sac médical professionnel de haute performance, conçu pour les **interventions d'urgence nécessitant une organisation rapide et sécurisée du matériel de perfusion**. Développé par **StatPacks**, il répond aux exigences des services d'urgence, SMUR, ambulanciers, secouristes et équipes hospitalières.

Doté d'une **capacité généreuse de 40 litres**, ce sac permet le transport structuré de l'ensemble du matériel de perfusion : solutés, tubulures, cathéters, sets de perfusion, dispositifs de fixation et consommables associés. Sa conception repose sur un **élastomère haute performance**, offrant une **résistance à la traction supérieure aux élastomères conventionnels** et une **durabilité jusqu'à trois fois supérieure au caoutchouc standard**.

Le matériau utilisé garantit une **flexibilité optimale même à basse température**, une **excellente résistance aux agents microbiens**, ainsi qu'une **impermeabilité totale aux produits chimiques, huiles et graisses**, assurant une utilisation fiable dans les environnements les plus contraignants. Sa **biocompatibilité** en fait un choix parfaitement adapté au milieu médical.

Le sac est équipé de **deux compartiments principaux avec séparateurs personnalisables**, permettant une organisation interne sur mesure, complétés par **trois poches externes** pour un accès rapide aux équipements essentiels. Les **bandes Velcro internes** facilitent la fixation de modules et accessoires, tandis que la **doublure en mousse** protège efficacement le contenu.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

contre les chocs.

Pensé pour le terrain, le sac dispose de **bretelles rembourrées escamotables**, d'une **bandoulière amovible** et de **quatre poignées de transport**, offrant une grande polyvalence de portage. Les **fermetures éclair avec anneaux en silicone haute visibilité**, les **bandes réfléchissantes** et le **fond en bâche renforcé avec butées basses** assurent sécurité, stabilité et visibilité maximale lors des interventions de jour comme de nuit.

Caractéristiques techniques détaillées

- **Poids** : 2,68 kg
- **Capacité** : 40 litres
- **Dimensions totales** : 20,3 × 43,2 × 58,4 cm
- **Matériau** : Élastomère haute performance
- Résistance à la traction renforcée
- Durabilité x3 par rapport au caoutchouc standard
- Flexibilité maintenue à basse température
- Résistant aux agents microbiens
- Imperméable aux produits chimiques, huiles et graisses
- Biocompatible

Organisation & ergonomie

- 2 compartiments principaux avec séparateurs modulables
- 3 poches externes
- Bandes Velcro internes pour modules
- Doublure en mousse anti-chocs
- Bretelles rembourrées escamotables
- Bandoulière amovible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 poignées de transport

Sécurité & visibilité

- Fermetures éclair avec anneaux en silicone haute visibilité
- Bandes réfléchissantes haute visibilité
- Fond en bâche renforcé avec butées basses

Dimensions internes

- Compartiment principal : **40,6 × 30,5 × 17,8 cm**
- Poches latérales : **43,2 × 17,8 × 10,2 cm**
- Poche supérieure : **27,9 × 17,8 × 12,7 cm**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/17881-sac-urgentiste-statpacks-g3-perfusion-rouge.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com