

FICHE PRODUIT

Aiguille de décompression TPAK 14G

Référence : SOC- Y00211

Description du produit

L'aiguille de décompression thoracique TPAK 14G est un dispositif médical d'urgence à usage unique, recommandé pour le traitement d'un pneumothorax sous tension.

Caractéristiques

L'aiguille de décompression TPAK, est conçue pour être utilisée dans des situations d'urgence préhospitalières.

Calibre et longueur : Il s'agit d'une aiguille de calibre 14G (gauge) d'une longueur de 3,25 pouces (environ 8,2 cm).

Conception : Elle est dotée d'un boîtier robuste, résistant aux chocs, avec un capuchon hexagonal facile à ouvrir, pour garantir la sécurité et la stérilité de l'aiguille jusqu'à son utilisation.

Confirmation de placement : Une chambre éclair (flash chamber) sans capuchon permet une confirmation visuelle immédiate du placement correct de l'aiguille lors de la thoracostomie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-speciales/17882-aiguille-de-decompression-tpak-14g.html>



Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com