

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 196 litres, Modèle SAT-500

Référence : SOC-SAT-500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 196 litres, Modèle SAT-500

- Dimensions de la chambre: 500 mm x 1 000 mm (D).
- Dimensions: 800 (W) x 1 800 (H) x 1 350 (D) mm.
- Capacité de la chambre: environ 196 litres.
- Alimentation: 9.0 KW, 50 / 60 HZ.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- 2 tubes pour lampe.
- Système de commande: système électrique avec système de contrôle à affichage numérique de la température.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Construction

- boîtier en acier inoxydable #304.
- armature * porte.
- chambres intérieure et extérieure.
- Température maximale: 140°C.
- Conception de la chambre: ASME Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: en option.
- Ajout d'eau automatique: oui.
- Température de travail: 105°C - 136°C.
- Séchage: oui.
- Tension électrique: 230 V 3 phases, 380 V ou 415 V ou 440 V 3 phases.

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable.
- 1 chariot de transport
- Interrupteur de contrôle de pression: oui.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau: oui.
- Interrupteur de contrôle de température: oui.
- Prévide: oui.
- Séchage sous vide: oui
- Stérilisation liquide: oui.
- Thermographe: oui.
- 6 points temperature recorder: en option
- Double porte: en option
- Fermeture de la porte sous pression: oui.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Construction de la porte coulissante: en option.

Dispositifs de sécurité.

- interrupteur de contrôle de pression,
- interrupteur de contrôle de niveau d'eau,
- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint,
- valve de sécurité,
- fermeture automatique de la porte sous pression.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1789-autoclave-vertical-196-litres-modele-sat-500.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com