


FICHE PRODUIT

Statif avec base en U - Premium Line

Référence : SOC-USSP-225

Description du produit

Le Statif avec base en U - Premium Line est un équipement de laboratoire robuste conçu pour fournir un support stable pour divers montages expérimentaux. Ce type de statif est caractérisé par sa base lourde en forme de U, idéale pour les applications nécessitant une grande stabilité et un accès facile sous le montage.

Caractéristiques principales

Base en U: La conception en U (ou en fer à cheval) est pratique pour placer d'autres équipements (comme des plaques chauffantes ou des agitateurs magnétiques) directement sur le plan de travail, à l'intérieur de l'espace libre de la base.

Matériaux de haute qualité: La base est généralement en fonte traitée avec une peinture en poudre époxy séchée au four, offrant une excellente résistance chimique et une durabilité accrue.

Tige robuste: La tige de support incluse est souvent fabriquée en aluminium ou en acier inoxydable, selon les modèles, pour résister à la corrosion et supporter des charges importantes.

Stabilité: Les protecteurs en caoutchouc sous la base assurent une bonne adhérence et protègent la surface du plan de travail.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

12	225	350	4000	600
15	295	480	8000	1000

Conditionnement : Vendu à l'unité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17890-statif-avec-base-en-u-premium-line.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Ouverture pied - 225 mm	SOC-USSP-225-001	
Ouverture pied - 295 mm	SOC-USSP-295-001	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com