

FICHE PRODUIT



Spéculum vaginal stérile type cusco - Lot de 20 pièces

Référence : SOC-SPEC100

Description du produit

Le **spéculum vaginal type Cusco stérile** est un dispositif médical à usage unique destiné aux examens gynécologiques courants. Il permet une **visualisation optimale du col de l'utérus** lors des consultations, frottis cervico-vaginaux, examens cliniques et actes diagnostiques.

Fabriqu $\acute{e}$ en **plastique m $\acute{e}$ dical transparent**, ce sp $\acute{e}$ culum offre une excellente visibilit $\acute{e}$ et une manipulation ais $\acute{e}$ e pour le praticien. Son **syst $\acute{e}$ me de vis de blocage** assure un maintien stable de l'ouverture pendant l'examen, am $\acute{e}$ liorant le confort et la pr $\acute{e}$ cision du geste m $\acute{e}$ dical.

Chaque sp $\acute{e}$ culum est **st $\acute{e}$ rilis $\acute{e}$ individuellement**, garantissant une hygi $\acute{e}$ ne maximale et r $\acute{e}$ duisant les risques de contamination crois $\acute{e}$ e. Le conditionnement en lot **de 20 pi $\acute{e}$ ces** le rend particuli $\`{e}$ rement adapt $\acute{e}$ aux cabinets m $\acute{e}$ dicaux, cliniques, h $\hat{o}$ pitaux et centres de sant $\acute{e}$ $\grave{a}$ forte activit $\acute{e}$.

Dispositif conforme aux exigences des examens gyn $\acute{e}$ cologiques modernes, le sp $\acute{e}$ culum Cusco st $\acute{e}$ ril $\acute{e}$ est destin $\acute{e}$ $\grave{a}$ un **usage professionnel**.

SOCIMED SARL

9, Chauss $\acute{e}$ e Jules C $\acute{e}$ sar (B $\hat{a}$ timent 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
T $\acute{e}$ l. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/17896-speculum-vaginal-sterile-type-cusco-boite-de-100-pieces.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Speculum_Taille - Taille XXS- 16mm	SOC-SPEC10016	
Speculum_Taille - Taille XS-20mm	SOC-SPEC10020	
Speculum_Taille - Taille S-24 mm	SOC-SPEC10024	
Speculum_Taille - Taille M -26 mm	SOC-SPEC10026	
Speculum_Taille - Taille L-30mm	SOC-SPEC10030	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com