


FICHE PRODUIT



Lamelles planées, 22 x 30mm

Référence : SOC-LHP2230

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lamelles planées, 22 x 30mm :

* Condition minimum de vente : Boîte de 10 lamelles

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-planees/179-lamelles-planees-22-x-30mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com