

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 339 litres, Modèle SAT-600

Référence : SOC-SAT-600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 339 litres, Modèle SAT-600:

- Dimensions de la chambre: 6 000 mm x 1 200 mm (D).
- Dimensions: 900 (W) x 1 800 (H) x 1 550 (D) mm.
- Capacité de la chambre: environ 339 litres.
- Alimentation: 12.0 KW, 50 / 60 HZ.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- 2 tubes pour lampe
- Système de commande: système électrique avec système de contrôle à affichage numérique de la température

Construction

- boîtier en acier inoxydable #304,
- armature,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- porte,
- chambres intérieure et extérieure,
- Température maximale: 140°C.
- Conception de la chambre: ASME Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: en option.
- Ajout d'eau automatique: oui.
- Température de travail: 105°C - 136°C.
- Séchage: oui.
- Tension électrique: 230 V 3 phases, 380 V ou 415 V ou 440 V 3 phases

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable.
- 1 chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de pression: oui.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau: oui.
- Interrupteur de contrôle de température: oui.
- Prévide: oui.
- Séchage sous vide: oui.
- Stérilisation liquide: oui.
- Thermographe: oui.
- 6 points temperature recorder: en option.
- Double porte: en option.
- Fermeture de la porte sous pression: oui.
- Construction de la porte coulissante: en option.

Dispositifs de sécurité:

- interrupteur de contrôle de pression,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- interrupteur de contrôle de niveau d'eau,
- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint,
- valve de sécurité,
- fermeture automatique de la porte sous pression.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1790-autoclave-vertical-339-litres-modele-sat-600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com