

FICHE PRODUIT**DACLON NYLON USP
10/0 10 CM MICRO
NEEDLE 3/8 CIRC.
TAPER 3.8 MM 70µm**

Référence : SOC-MN103

Description du produit

Le **DACLON Nylon USP 10/0** est un **fil de suture monofilament non résorbable** destiné aux actes chirurgicaux nécessitant une **extrême finesse et une précision maximale**. Fabriqué en **polyamide (nylon)** de haute qualité, il offre une **excellente résistance à la traction**, une **faible réaction tissulaire** et une grande stabilité dans le temps.

Ce fil est monté sur une **micro-aiguille atraumatique 3/8 de cercle**, de type **taper**, avec une **pointe de 3,8 mm**, permettant une pénétration douce des tissus sans section excessive. Il est particulièrement indiqué pour les **tissus délicats** nécessitant un contrôle précis du geste chirurgical.

Avec une **longueur de fil de 10 cm**, ce produit est parfaitement adapté aux interventions de **microchirurgie**, notamment en **ophtalmologie, chirurgie plastique, chirurgie reconstructrice, chirurgie vasculaire fine et actes spécialisés**.

Sterile et conditionné individuellement, le DACLON Nylon USP 10/0 garantit sécurité, fiabilité et conformité aux exigences des blocs opératoires modernes.

Caractéristiques techniques

- **Type de fil** : Non résorbable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Matériau** : Nylon (polyamide) monofilament
- **Taille USP** : 10/0
- **Longueur du fil** : 10 cm
- **Aiguille** : Micro-aiguille atraumatique
- **Courbure** : 3/8 de cercle
- **Type de pointe** : Taper (conique)
- **Longueur de la pointe** : 3,8 mm
- **Stérilité** : Stérile, usage unique
- **Indications** : microchirurgie, ophtalmologie, chirurgie fine
- Composition: Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
- Revêtement :Aucun
- Couleur: Noir
- Réaction tissulaire: Minimale
- Absorption : Non absorbable, progressivement encapsulé par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue, environ 10% par an par rupture des liaisons chimiques (action hydrolytique).
- INDICATIONS
- Fermeture et/ou ligature générale des tissus mous, en particulier en chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmique
- Boîte de 12 sutures

Avantages principaux

Très faible traumatisme tissulaire
Excellente maniabilité et précision
Réaction inflammatoire minimale
Haute résistance et stabilité du nylon
Adapté aux sutures microscopiques

Domaines d'utilisation

- Ophtalmologie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Microchirurgie
- Chirurgie plastique et reconstructrice
- Chirurgie vasculaire fine
- Chirurgie spécialisée de précision

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-de-suture/17903-daclon-nylon-usp-10-0-10-cm-micro-needle-3-8-circ-taper-38-mm-70mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com