

FICHE PRODUIT

Spéculum vaginal stérile type cusco - Sachet de 1 pièce

Référence : SOC-SPEC001

Description du produit

Le **spéculum vaginal type Cusco stérile** est un dispositif médical à usage unique destiné aux examens gynécologiques courants. Il permet une **visualisation optimale du col de l'utérus** lors des consultations, frottis cervico-vaginaux, examens cliniques et actes diagnostiques.

Fabriquée en **plastique médical transparent**, ce spéculum offre une excellente visibilité et une manipulation aisée pour le praticien. Son **système de vis de blocage** assure un maintien stable de l'ouverture pendant l'examen, améliorant le confort et la précision du geste médical.

Chaque spéculum est **stérilisé individuellement**, garantissant une hygiène maximale et réduisant les risques de contamination croisée.

Dispositif conforme aux exigences des examens gynécologiques modernes, le spéculum Cusco stérile est destiné à un **usage professionnel**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/17906-speculum-vaginal-sterile-type-cusco-boite-de-01-piece.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Speculum_Taille - Taille XXS- 16mm	SOC-SPEC00116	
Speculum_Taille - Taille XS-20mm	SOC-SPEC00120	
Speculum_Taille - Taille S-24 mm	SOC-SPEC00124	
Speculum_Taille - Taille M -26 mm	SOC-SPEC00126	
Speculum_Taille - Taille L-30mm	SOC-SPEC00130	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com