

FICHE PRODUIT

Gel lubrifiant non stérile monodose 5g- Boîte de 10 sachets

Référence : SOC-NSG120

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boite de 10

Description du produit

Gel lubrifiant non stérile monodose 5g

Le **gel lubrifiant non gras** est stérile jusqu'à l'ouverture du sachet.

Incolore, inodore et non irritant, ce gel lubrifiant est pour un usage hospitalier et une utilisation personnelle.

Composition:

eau stérile, PEG macrogol, glycérine, hydroxyde de sodium, hydroxybenzoïque (conservateur).

Non gras, hydrosoluble, neutre et stérile jusqu'à l'ouverture. Pour usage hospitalier et utilisation personnelle.

Sans danger pour les tissus humains, neutre vis à vis du latex et du caoutchouc, sans endommager les appareils en métal, les instruments et les textiles naturels ou synthétiques.

Composition:

Sachet monodose de 5g.

Lot de 10 sachets monodose.

Conditionnement: Lot de 10 sachets monodose.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/17909-gel-lubrifiant-non-sterile-monodose-5g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boite de 10

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com