

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAT-S0110

Référence : SOC-SAT-S0110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAT-S0110:

- Dimensions de la chambre : 410 mm x 410 mm x 1 350 (D).
- Dimensions : 950 (W) x 1 800 (H) x 1 350 (D) mm.
- Capacité de la chambre : environ 110 litres.
- Alimentation : 12.0 KW, 50 / 60 HZ.

Accessoires standards :

- 1 plateau en acier inoxydable #304,
- 2 tubes pour lampe.
- Système de commande : système électrique avec système de contrôle à affichage numérique de la température.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Construction :

- Boîtier en acier inoxydable #304.
- Armature.
- Porte.
- Chambres intérieure et extérieure.
- Température maximale : 140°Cv.
- Conception de la chambre : ASME Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304 : Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316 : En option.
- Ajout d'eau automatique : Oui.
- Température de travail : 105°C - 136°C.
- Séchage : Oui.
- Tension électrique : 230 V 3 phases, 380 V ou 415 V ou 440 V 3 phases.

Accessoires en option :

- 2 paniers en acier inoxydable.
- 1 chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de pression : Oui.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau : Oui.
- Interrupteur de contrôle de température : Oui.
- Prévide : Oui.
- Séchage sous vide : Oui.
- Stérilisation liquide : Oui.
- Thermographe : Oui.
- 6 points temperature recorder : En option.
- Double porte : En option.
- Fermeture de la porte sous pression : Oui.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Construction de la porte coulissante : En option.

Dispositifs de sécurité :

- Interrupteur de contrôle de pression,
- Interrupteur de contrôle de niveau d'eau.
- Indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint.
- Valve de sécurité.
- Fermeture automatique de la porte sous pression.
- Durée de vie estimée : 7 ans.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1791-autoclave-vertical-110-litres-modele-sat-s0110.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com