

FICHE PRODUIT



Agitateur orbital de laboratoire modèle SK-0180-S

Référence : SOC-708127

Description du produit

L'**agitateur de laboratoire** est un instrument destiné à faciliter le **mélange et l'homogénéisation de solutions liquides** lors de travaux pratiques, d'expérimentations ou d'analyses en laboratoire.

Il permet d'assurer une agitation régulière des préparations, favorisant la dissolution et l'uniformité des mélanges. Simple d'utilisation, cet agitateur est particulièrement adapté aux **laboratoires scolaires, établissements d'enseignement, centres de formation et laboratoires scientifiques**.

Robuste et fonctionnel, il constitue un **outil essentiel du matériel de base de laboratoire**, utilisé aussi bien pour des démonstrations pédagogiques que pour des manipulations courantes.

Caractéristiques

Diamètre orbital 20mm

Capacité de charge maximale (avec plate-forme) 2 kg

Type de moteur Moteur à courant continu

Puissance d'entrée du moteur 16W

Puissance de sortie du moteur 10W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Puissance 20W

Plage de vitesse 40-200 tr/min

LED d'affichage de la vitesse

LED d'affichage de la minuterie

Classe de protection IP21

Dimension [L x P x H] 370 × 420 × 100 mm

Poids 3,1kg

Température ambiante et humidité admissibles 5-40°C 80% HR

agitateur orbital de laboratoire à affichage numérique LED horizontal, appareils thermostatiques de laboratoire, fournitures de laboratoire, matériel et fournitures scolaires

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/17914-agitateur-orbital-de-laboratoire-modele-sk-0180-s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com