


FICHE PRODUIT

Base tripode - Premium Line

Référence : SOC-141-001

Description du produit

La "Base tripode Premium Line" est un type spécifique de pied massif en fonte conçu pour une stabilité accrue, souvent utilisée comme équipement de laboratoire pour le montage de verreries..

Caractéristiques

Matériau: Le pied est en fonte massive, ce qui contribue à sa grande stabilité.

Contenu: Elle est généralement vendue et inclut une tige en aluminium de diamètre et hauteur spécifiés, prête à l'emploi.

Stabilité: Sa conception est spécialement pensée pour offrir une plus grande stabilité que les bases tripodes standard.

Utilisation: Ce produit est principalement utilisé pour des montages nécessitant une assise solide, comme pour soutenir de la verrerie ou d'autres instruments.

Longueur de la base : 140 mm,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids : 1 800 g,

Diamètre de la tige : 12 mm,

Hauteur de la tige : 600 mm.

Conditionnement : Vendu à l'unité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17921-base-tripode-premium-line.html>



Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com