


FICHE PRODUIT

Base rectangulaire - Premium Line

Référence : SOC- 200-0011

Description du produit

La "Base rectangulaire Premium Line" est un équipement de laboratoire conçu pour la stabilité, fabriqué en acier revêtu de résine époxy résistante aux acides. Elle est utilisée comme élément de montage pour la verrerie et d'autres instruments.

Caractéristiques Principales

Matériau: Elle est fabriquée en acier robuste avec un revêtement de résine époxy qui la rend hautement résistante aux acides.

Contenu: La base est fournie avec une tige en aluminium de diamètre et hauteur spécifiés, prête à l'emploi pour les montages de laboratoire.

Utilisation: Cet article est conçu pour offrir une base solide et stable pour les montages de verrerie et autres besoins en laboratoire général.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

10	200	130	2500	500
12	250	160	3500	600
12	310	200	4800	800

Conditionnement : vendu à l'unité

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17922-base-rectangulaire-premium-line.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Longueur_base_rectangulaire - 200 mm	SOC-200-001	
Longueur_base_rectangulaire - 250mm	SOC-250-001	
Longueur_base_rectangulaire - 310mm	SOC-310-001	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com