


FICHE PRODUIT

BOCAL AUTOCLAVABLE DE 2 L POUR VEGA ET TOBI

Référence : SOC-1369852

Description du produit

Le Bocal autoclavable de 2 l avec couvercle et soupape de trop-plein pour aspirateur Vega et Tobi.

Le couvercle fileté avec poignée pour faciliter la préhension, et la bague torique pour fermeture étanche. Le bocal en Makrolon possède une soupape de trop-plein intégrée dans le couvercle, échelle graduée transparente en ml avec intervalles de 100 ou 200 ml. Conçus pour systèmes de vide centraux et aspirateurs.

Conditionnement minimum de vente: 01

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/17924-bocal-autoclavable-de-2-l-pour-vega-et-tobi.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com