


FICHE PRODUIT

Pince trois doigts - Premium Line

Référence : SOC- 025-0011

Description du produit

La **Pince trois doigts - Premium Line** est une pince de laboratoire polyvalente utilisée pour maintenir divers équipements de verrerie et instruments en place. Elle est fabriquée en **alliage léger antiacide et anticorrosif**, et ses doigts sont souvent recouverts de **PVC ou de liège** pour protéger les objets serrés.

Caractéristiques principales

- **Matériau :** La structure est en alliage léger, antiacide et anticorrosif.
- **Protection :** Les trois doigts sont revêtus de vinyle (PVC) ou, pour certains modèles, de liège, pour garantir une prise sûre et éviter de rayer ou de briser la verrerie.
- **Polyvalence :** La conception à trois doigts permet de maintenir fermement une large gamme d'objets, tels que des ballons, des fioles, des béchers et des condenseurs.
- **Ajustement :** Elle est disponible avec ou sans noix de serrage intégrée, permettant un montage facile sur des tiges de statifs. Les modèles avec noix peuvent offrir un ajustement central ou une noix pivotante pour régler l'angle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

· **Capacité :** Différentes tailles sont disponibles, avec des capacités de serrage variant selon les modèles (par exemple, de 0 à 25 mm ou de 25 à 45 mm).

10 - 25	170	doigts recouverts en PVC, sans noix (A)
25 - 45	225	doigts recouverts en liège, sans noix (A)
10 - 25	204	doigts recouverts en PVC, sans noix (B)
25 - 45	210	doigts recouverts en liège, sans noix (B)

Condiitonnement : Vendu à l'unité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17927-pince-trois-doigts-premium-line.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Type-pince - Doigts recouverts en PVC, sans noix (A)	SOC-025-001	
Type-pince - Doigts recouverts en liège, sans noix (A)	SOC-045-001	
Type-pince - Doigts recouverts en PVC, sans noix (B)	SOC-025-001	
Type-pince - Doigts recouverts en liège, sans noix (B)	SOC-045-001	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com