

FICHE PRODUIT



Pinces universelles - Premium Line

Référence : SOC-001-0011

Description du produit

La **Pinces universelle - Premium Line** est un instrument essentiel pour le montage d'équipements de laboratoire, conçue pour saisir et maintenir solidement une variété d'objets. Elle est fabriquée en **alliage d'aluminium antiacide et anticorrosif**.

Caractéristiques principales

Cette pince se distingue par sa polyvalence et sa construction robuste :

- **Matériau** : Elle est composée d'un alliage léger d'**aluminium antiacide et anticorrosif**.
- **Mâchoires** : Disponibles en versions à **deux ou quatre doigts**, les mâchoires sont souvent recouvertes de **PVC ou de liège** pour protéger les objets fragiles (comme la verrerie) et assurer une meilleure prise.
- **Utilisation** : Conçue pour être montée sur des statifs de laboratoire, elles maintiennent fermement des objets de différentes formes et tailles, tels que des béchers, des ballons, ou des condenseurs.
- **Capacité** : Les modèles varient en taille. Par exemple, une pince à quatre doigts peut

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

maintenir des objets d'un diamètre maximal de **80 mm**.

· **Ajustement** : Elles peuvent être équipées d'une noix de serrage intégrée pour un positionnement facile et sécurisé sur une tige de support.

30 -50	200	2 doigts recouverts en PVC
50- 80	220	2 doigts recouverts en PVC
30 - 50	200	2 doigts recouverts en liège
50 - 80	220	2 doigts recouverts en liège

Conditionnement : vendu à l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17929-pinces-universelles-premium-line.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Type-pince - 200mm-2 doigts recouverts en PVC	SOC-001-001	
Type-pince - 220mm-2 doigts recouverts en PVC	SOC-002-001	
Type-pince - 200mm-2 doigts recouverts en liège	SOC-003-001	
Type-pince - 220mm-2 doigts recouverts en liège	SOC-004-001	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com