

FICHE PRODUIT

Erythrosine B en solution aqueuse à 1%, 1L

Référence : RER-3619901000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

L'**Érythrosine B en solution aqueuse à 1 %** est un **colorant anionique** couramment utilisé en laboratoire pour des applications de **coloration, de marquage et de visualisation** dans différents domaines analytiques. Fournie **prête à l'emploi**, cette solution garantit une concentration stable et reproductible, facilitant son utilisation en routine comme en recherche.

Grâce à sa **bonne affinité pour certaines structures biologiques**, l'érythrosine est notamment employée en **histologie**, en **biologie**, en **contrôle qualité** ou dans des applications techniques nécessitant un contraste visuel précis. Sa formulation aqueuse assure une manipulation simple, une dilution homogène et une compatibilité avec les protocoles standards de laboratoire.

Cette solution est destinée à un **usage professionnel** et répond aux exigences des environnements de laboratoire en matière de fiabilité et de reproductibilité des résultats.

Caractéristiques principales

- Désignation : **Érythrosine B**
- Forme : **Solution aqueuse**
- Concentration : **1 %**
- Produit **prêt à l'emploi**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bonne stabilité et homogénéité
- Colorant adapté aux applications analytiques et techniques
- Utilisation réservée au laboratoire

Applications

- Coloration en histologie et biologie
- Visualisation de structures lors d'analyses de laboratoire
- Marquage et contrôle visuel
- Applications techniques et pédagogiques
- Protocoles analytiques nécessitant un contraste fiable

L'érythrosine B en solution aqueuse à 1 % constitue un **réactif fiable et pratique**, adapté aux besoins des laboratoires recherchant une solution de coloration simple, efficace et reproductible.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cytologie-et-histologie-ral/17932-a-osine-225-pour-histologie-poudre.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com