

FICHE PRODUIT

Curette de Gracey 3/4

Référence : SOC-020234A

Description du produit

La **curette de Gracey 3/4** est un instrument parodontal spécifique, conçu pour le détartrage sous-gingival et le surfaçage radiculaire des **dents antérieures** (incisives et canines), sur toutes leurs surfaces (mésiale, distale, vestibulaire et linguale).

Caractéristiques et utilisation

Sa conception est optimisée pour s'adapter à la morphologie des dents de devant :

- **Polyvalence antérieure** : Contrairement aux modèles pour dents postérieures, sa forme plus droite lui permet de traiter efficacement toutes les faces des dents antérieures.
- **Lame asymétrique** : Elle ne possède qu'un seul bord tranchant utilisable par extrémité, avec un dos et une pointe arrondis pour une insertion sûre dans la poche parodontale.
- **Précision** : Sa petite taille et son angulation permettent une excellente adaptation anatomique dans les espaces interdentaires étroits et sur les racines des dents antérieures.
- **Objectif** : Élimination douce mais efficace du tartre (calcul) et des tissus pathologiques sous la gencive.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/curette-double/17943-curette-de-gracey-3-4.html>



Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com