

FICHE PRODUIT

Aiguilles à dissection en inox

Référence : SOC- P01-0031

Description du produit

Les aiguilles à dissection en acier inoxydable sont des instruments de laboratoire courants, appréciés pour leur durabilité, leur résistance à la corrosion et leur capacité à être stérilisées, notamment par autoclavage.

Matière : acier inoxydable type 410

Type d'aiguilles :

- aiguille droite fine (A)
- aiguille lancéolée (B)
- aiguille courbe (C)
- aiguille droite, lancéolée et courbe (A, B et C).

Codification : Vendu par lot de 3.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-pinces-a-dissequer/17945-aiguilles-a-dissection-en-inox.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Type d'aiguille - Aiguille droite fine (A)	SOC-P01-003	
Type d'aiguille - Aiguille lancéolée (B)	SOC-P02-003	
Type d'aiguille - Aiguille courbe (C)	SOC-P03-003	
Type d'aiguille - Aiguille droite, lancéolée et courbe (A, B et C)	SOC-KIT-003	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com