

FICHE PRODUIT



DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS QUICKFIX

Référence : SOC-QF3652292

Description du produit

Le distributeur de pansements QUICKFIX contient une recharge de 45 pansements élastiques.

Dimensions : 85 x 130 x 35 mm

Coloris : Chair

Matière du pansement : Plastique

Découpe du pansement : Prédécoupé

conditionnement minimum de vente: 01

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/17946-distributeur-de-pansements-quickfix.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com