

FICHE PRODUIT



POUBELLE EN CARTON DE RECYCLAGE

Référence : SOC-OP623698

Description du produit

La poubelle de recyclage en carton possède des icônes imprimées et des cases à cocher pour indiquer le contenu à jeter à l'intérieur. Les poignées latérales facilitent le transport de la poubelle en carton.

Données techniques :

Ouverture supérieure : 216 x 204 mm

Poids : 755 g/m².

Dimensions (Lxlxh) : 280 x 280 x 700 mm

Peut être utilisé avec les sacs pour stérilisation des déchets en PEHD de 60 Litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/17947-poubelle-en-carton-de-recyclage.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com