

FICHE PRODUIT



SERPILLIERE EN MICROFIBRE ANTIBACTERIENNE

Référence : SOC-SP6398212

Description du produit

La serpillière en microfibre antibactérienne vous permet d'éliminer jusqu'à 99,9% des bactéries. La serpillière sèche vite et possède une grande capacité d'absorption.

Données techniques :

Composition : 80% polyester et 20% polyamide.

Testé selon ISO 20743: 2013.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17948-serpilliere-en-microfibre-antibacterienne.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com