

FICHE PRODUIT

SOLVANT DEGRAISSANT DP100 Aérosol 400ml

Référence : SOC-429026

Description du produit

Solvant dégraissant puissant et polyvalent, sans solvant chloré ou xylène, fourni par 3 aérosol de 400ml.

Exempt de solvant chloré ou de xylène, DP100 permet le nettoyage à froid de tous les matériels industriels fortement souillés. Utilisé pour les matériels électriques et électroniques, moteurs, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, etc...

Il dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone, certaines colles ou encres, sans altérer les supports.

Il est compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi que de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc...

DP100 est sans migration ni déformation (un test de compatibilité reste dans tous les cas conseillés). De par sa vitesse d'évaporation extrêmement rapide.

Utilisation dans les processus de nettoyage nécessitant une remise en service quasi immédiate des matériaux traités.

DP100 ne laisse aucun résidus après séchage, il ne tache pas et permet l'élimination de taches grasses sur les textiles. Il peut être utilisé pour le dégraissage de petites pièces avant peinture ou pour recherche de fuites, dans l'élimination de résidus de colle ou d'étiquette.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Convient pour le nettoyage de tuyauteries ou de bouteilles d'oxygène. Il est autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyage-et-desinfection-des-sols-et-surfaces/17950-solvant-degraissant-dp100-aerosol-400ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com