


FICHE PRODUIT

Scalpel en inox avec lame

Référence : SOC-P01-0011

Description du produit

Les scalpels en inox avec une lame entièrement réutilisable et autoclavable sont des instruments spécialisés souvent utilisés en laboratoire ou pour des projets spécifiques. Plus communément, le système standard combine un **manche en inox autoclavable** avec des **lames jetables en acier inoxydable stériles**.

Matériau : acier inoxydable type 410.

150 mm	un bord courbe, pointe acérée (A)
160 mm	deux bords courbes, pointe acérée (B)

Conditionnement : Vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments/17953-scalpel-en-inox-avec-lame.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Longueur du scalpel - 150 mm	SOC-P01-001	
Longueur du scalpel - 160 mm	SOC-P02-001	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com