


FICHE PRODUIT

Bouchon sans obturateur - 24/410

Référence : SOC 001-0201

Description du produit

Le **bouchon sans obturateur 24/410** est un bouchon à vis standard conçu pour les flacons avec un filetage de 24 mm de diamètre et un pas de vis 410. Il est souvent utilisé pour les produits qui ne nécessitent pas une étanchéité absolue par un insert ou qui sont complétés par un autre mécanisme (comme un réducteur de débit externe). Il est généralement fabriqué en **polypropylène (PP)** et également adapté aux flacons à col étroit.

24/410	blanc	20
24/410	blanc	1000

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/17954-bouchon-sans-obturateur-24-410.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Materiel_lab_conditionnement - 20	SOC-001-020	
Materiel_lab_conditionnement - 1000	SOC-001-1K0	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com