

FICHE PRODUIT

Flacon en PEBD col étroit - 24/410

Référence : SOC-SOC-050-010

Description du produit

Un **flacon en PEBD (polyéthylène basse densité) à col étroit - 24/410** est un récipient en plastique souple et polyvalent, idéal pour les applications nécessitant une bonne flexibilité et une excellente étanchéité. Le col étroit de 24 mm et le filetage 410 le rendent compatible avec une variété de bouchons et d'accessoires de dosage.

Compatible avec le bouchon TP24 et adéquat pour être converti en compte-gouttes en utilisant les canules à vis CA24.

50 ml	36.3	80	19	24/410	10
125 ml	43	124.3	19	24/410	10
250 ml	47	187.5	19	24/410	10
50 ml	36.3	80	19	24/410	950
125 ml	43	124.3	19	24/410	430
250 ml	47	187.5	19	24/410	200

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-bd/17956-flacon-en-pebd-col-etroit-24-410.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 50 ml, Matériel_lab_conditionnement - 10	SOC-050-010	
flacons_capacite - 50 ml, Matériel_lab_conditionnement - 950	SOC-050-950	
flacons_capacite - 125 ml, Matériel_lab_conditionnement - 10	SOC-125-010	
flacons_capacite - 125 ml, Matériel_lab_conditionnement - 430	SOC-125-430	
flacons_capacite - 250 ml, Matériel_lab_conditionnement - 10	SOC-250-010	
flacons_capacite - 250 ml, Matériel_lab_conditionnement - 200	SOC-250-200	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com