

FICHE PRODUIT



Lames de scalpel stériles

Référence : SOC- 010-1001

Description du produit

Les **lames de scalpel stériles** sont des instruments chirurgicaux essentiels, conçus pour des incisions précises dans des environnements médicaux ou de laboratoire. Elles sont disponibles en différentes formes et tailles pour s'adapter à des usages spécifiques.

Les lames sont emballées individuellement dans un emballage robuste en aluminium et stérilisées par rayons gamma.

Modèles de lames disponibles N°10, N°11, N°15, N°21, N°22, N°23, N°24.

Certificat de stérilisation disponible sur demande.

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 lames.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments/17957-lames-de-scalpel-steriles.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Numéro de lames de scalpel - N°10	SOC-010-100	
Numéro de lames de scalpel - N°11	SOC-011-100	
Numéro de lames de scalpel - N°15	SOC-015-100	
Numéro de lames de scalpel - N°21	SOC-021-100	
Numéro de lames de scalpel - N°22	SOC-022-100	
Numéro de lames de scalpel - N°23	SOC-023-100	
Numéro de lames de scalpel - N°24	SOC-024-100	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com