

FICHE PRODUIT

PANSEMENT RESPIRANT OU IMPERMEABLE 25 x 75 mm QUICKFIX

Référence : SOC-QF3652293

Description du produit

Le pansement QUICKFIX est disponible en deux modèles : Élastique et Imperméable. Adaptés pour enfants et adultes ; ce pansement adhésif assure un soin durable des plaies et une couverture hygiénique du site de l'injection après une prise de sang, une vaccination, des petites blessures, etc.

Facile à retirer et doux pour les peaux sensibles, **le pansement QUICKFIX** est de couleur marron.

- **Dimensions** : 72x25 mm
- **2 modèles disponibles** :
 - Élastique et permettant à la peau de respirer,
 - Ou modèle imperméable à l'eau pour les environnements humides.

- **Emballage individuel**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/17960-pansement-respirant-ou-impermeable-25-x-75-mm-quickfix.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pansement_modele - élastique	SOC-QF36522931	
pansement_modele - imperméable	SOC-QF36522932	

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com