

FICHE PRODUIT**ANTISEPTIQUE POUR
MAINS AVEC
CHLORHEXIDINE
0,5% (300 ml & 1L)**

Référence : SOC-AM98536212

Description du produit

L'Antiseptique pour mains avec Chlorhexidine 0,5 % (300ml & 1L) est adaptée pour un usage sur les mains et la peau. Avec ses ingrédients actifs comme le gluconate de chlorhexidine à 0.5% et l'alcool isopropylique, cet antiseptique est efficace contre la majeure partie des bactéries GRAM positives et négatives et certains virus lipophiles. Ses actifs émollients permettent de maintenir l'intégrité de la peau.

L'Antiseptique pour mains avec Chlorhexidine 0,5 % est un agent antibactérien et antiviral à large spectre disponible en 02 formats :

- Flacon de 300 ml avec pompe
- Recharge de 1000ml

Vente à l'unité

V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/17962-antiseptique-pour-mains-avec-chlorhexidine-05-300-ml-1l.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 300ml	SOC-AM985362121	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-AM98536212R	

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com