

FICHE PRODUIT

Capuchon bleu pour bouton codeur pour AEROSEPT COMPACT 250

Référence : SOC-CBB417642

Description du produit

Le capuchon du bouton codeur est une pièce de rechange de l'AEROSEPT COMPACT 250. Vendu à l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17969-capuchon-bleu-pour-bouton-codeur.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com