

FICHE PRODUIT

Pinces membres ECG codées par couleur

Référence : SOC-1040002

Description du produit

Pinces membres ECG pour électrocardiographie

Les **pinces membres ECG** sont des accessoires indispensables pour réaliser des examens d'électrocardiographie fiables. Elles assurent une **connexion stable et sécurisée entre les électrodes placées sur les membres du patient et l'appareil ECG**, permettant l'acquisition précise des signaux cardiaques.

Conçues avec des **matériaux de qualité**, ces pinces sont robustes et adaptées à une utilisation intensive en milieu médical. Leur **design ergonomique** garantit un bon maintien sur les membres tout en offrant un **confort optimal au patient pendant l'examen**.

Identification rapide grâce au code couleur

Chaque pince est dotée d'un **système de codage couleur standard**, facilitant l'identification rapide des membres à connecter lors de la mise en place de l'examen ECG. Cette identification visuelle permet de **simplifier l'installation et de réduire les erreurs de connexion**.

Compatibilité universelle

Les pinces membres ECG sont **compatibles avec la plupart des électrocardiographes disponibles sur le marché**, ce qui les rend particulièrement polyvalentes pour différents

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

environnements médicaux.

Elles sont utilisées aussi bien pour les **examens ECG de routine** que pour la **surveillance continue de l'activité cardiaque** dans les services spécialisés.

Utilisations recommandées

- Examens d'électrocardiographie (ECG)
- Services de **soins intensifs**
- **Unités de surveillance cardiaque**
- **Hôpitaux et cliniques**
- **Cabinets médicaux et centres de diagnostic**

Avantages

Connexion stable et fiable avec l'appareil ECG

Code couleur standard pour une installation rapide

Conception **ergonomique et confortable pour le patient**

Matériaux **robustes et durables**

Compatible avec la plupart des **électrocardiographes**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17972-pinces-membres-ecg-codees-par-couleur.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com