

FICHE PRODUIT



Analyseur d'électrolytes MINI ISE compact et portable

Référence : SOC-AFT-800MINI

Points forts

- délais : 2 Semaines

Description du produit

MINI ISE - Analyseur d'électrolytes compact, rapide et performant

Le **MINI ISE Electrolyte Analyzer** est un analyseur d'électrolytes compact conçu pour offrir des résultats fiables et rapides dans les laboratoires, cliniques, cabinets médicaux et structures de soins. Il permet l'analyse précise des paramètres essentiels : **potassium (K⁺)**, **sodium (Na⁺)**, **chlorure (Cl⁻)**, **calcium (Ca²⁺)** et **pH**.

Format compact et utilisation intuitive

Grâce à son design compact et moderne, le MINI ISE s'intègre facilement dans tous les environnements médicaux. Il est équipé d'un **écran tactile couleur de 7 pouces** offrant une interface intuitive pour une prise en main rapide par les utilisateurs.

Analyse rapide et faible volume d'échantillon

Comme indiqué dans la **page 1**, cet analyseur permet :

- Un **temps d'analyse rapide de 25 secondes**
- Un volume d'échantillon minimal de **90 µL**
- Une prise en charge de différents types d'échantillons :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

sang total, sérum, plasma, urine et LCR

Ces performances garantissent une efficacité optimale pour les analyses de routine et d'urgence.

Haute précision et fiabilité des mesures

Selon le tableau des paramètres en **page 2**, le MINI ISE offre :

- Une excellente précision (CV < 1 % pour la majorité des paramètres)
- Une large plage de mesure adaptée aux besoins cliniques
- Des résultats reproductibles et fiables

Connectivité et fonctionnalités avancées

Le MINI ISE intègre de nombreuses fonctionnalités modernes :

- Interface **RS-232** pour connexion informatique
- Compatibilité imprimante (filaire, Bluetooth, WiFi)
- Logiciel évolutif via USB
- Intégration LIS pour gestion des données

Solution portable et économique

Avec un poids d'environ **3,5 à 4 kg**, cet analyseur est facilement transportable, idéal pour les structures mobiles ou les laboratoires à espace réduit. Son **pack réactif intégré sécurisé** permet une utilisation simple et réduit les risques de contamination.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/17978-analyseur-d-electrolytes-modele-aft-800mini.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 Semaines

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com