

FICHE PRODUIT

Analyseur d'électrolytes AFT-C compact

Référence : SOC-AFT-C000

Points forts

- délais : 2 Semaines

Description du produit

Analyseur d'électrolytes AFT-C - Compact, économique et performant

L'**analyseur d'électrolytes AFT-C** est un équipement de biologie médicale conçu pour fournir des résultats rapides et fiables dans les laboratoires, cliniques et centres de diagnostic. Il permet la mesure des principaux électrolytes : **sodium (Na⁺)**, **potassium (K⁺)**, **chlorure (Cl⁻)**.

Analyse rapide et faible volume d'échantillon

L'AFT-C se distingue par ses performances optimisées :

- **Temps d'analyse rapide : environ 30 secondes**
- **Volume d'échantillon réduit : 65 µL**
- Compatible avec plusieurs types d'échantillons :
sang total, sérum, plasma, urine

Ces caractéristiques permettent une utilisation efficace en routine comme en situation d'urgence.

Interface intuitive et utilisation simplifiée

Doté d'un **écran tactile avec interface graphique intuitive**, l'appareil facilite la prise en main

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

et réduit les erreurs utilisateur. Il propose :

- Instructions guidées à l'écran
- Saisie rapide des données via **lecteur code-barres**
- Fonctionnement simple et accessible à tout le personnel médical

Précision et fiabilité des mesures

L'analyseur offre :

- Une excellente précision (CV < 1 % pour la majorité des paramètres)
- Une large plage de mesure adaptée aux besoins cliniques
- Calibration automatique ou à la demande

Automatisation et maintenance optimisée

L'AFT-C intègre plusieurs fonctions avancées :

- **Calibration automatique**
- Mode veille pour économie de réactifs
- Nettoyage automatique haute efficacité
- Auto-diagnostic et assistance intégrée

Solution économique pour laboratoire

Cet analyseur est conçu pour offrir un excellent rapport qualité/prix :

- **Faible coût d'acquisition**
- **Faible coût par test**
- Pack réactif intégré (option grand volume disponible)
- Stockage de plus de 1000 résultats

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/17979-analyseur-d-electrolytes-modele-aft-C000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 Semaines

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com