

FICHE PRODUIT

Analyseur d'électrolytes AFT-C compact 5 Part

Référence : SOC-AFT-C5P0

Points forts

- délais : 2 Semaines

Description du produit

Analyseur d'électrolytes AFT-C - Compact, économique et performant

L'**analyseur d'électrolytes AFT-C** est un équipement de biologie médicale conçu pour fournir des résultats rapides et fiables dans les laboratoires, cliniques et centres de diagnostic. Il permet la mesure des principaux électrolytes : **sodium (Na⁺)**, **potassium (K⁺)**, **chlorure (Cl⁻)**, ainsi que selon les modèles **calcium (Ca²⁺)** et **pH**.

Analyse rapide et faible volume d'échantillon

L'AFT-C se distingue par ses performances optimisées :

- **Temps d'analyse rapide : environ 30 secondes**
- **Volume d'échantillon réduit : 65 µL**
- Compatible avec plusieurs types d'échantillons :
sang total, sérum, plasma, urine

Ces caractéristiques permettent une utilisation efficace en routine comme en situation d'urgence.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Interface intuitive et utilisation simplifiée

Doté d'un **écran tactile avec interface graphique intuitive**, l'appareil facilite la prise en main et réduit les erreurs utilisateur. Il propose :

- Instructions guidées à l'écran
- Saisie rapide des données via **lecteur code-barres**
- Fonctionnement simple et accessible à tout le personnel médical

Précision et fiabilité des mesures

L'analyseur offre :

- Une excellente précision ($CV < 1 \%$ pour la majorité des paramètres)
- Une large plage de mesure adaptée aux besoins cliniques
- Calibration automatique ou à la demande

Automatisation et maintenance optimisée

L'AFT-C intègre plusieurs fonctions avancées :

- **Calibration automatique**
- Mode veille pour économie de réactifs
- Nettoyage automatique haute efficacité
- Auto-diagnostic et assistance intégrée

Solution économique pour laboratoire

Cet analyseur est conçu pour offrir un excellent rapport qualité/prix :

- **Faible coût d'acquisition**
- **Faible coût par test**
- Pack réactif intégré (option grand volume disponible)
- Stockage de plus de 1000 résultats

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/17980-analyseur-d-electrolytes-modele-aft-C5P00.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 Semaines

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com