

**FICHE PRODUIT**

## ANIOSAFE SAVON DOUX HF, Bidon de 5L

Référence : SOC-AN1422019

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Aniosafe Savon Doux HF Bidon 5 Litres - Savon professionnel pour hygiène quotidienne des mains

Le **Aniosafe Savon Doux HF bidon de 5 litres** est un savon liquide professionnel conçu pour le **lavage fréquent des mains** tout en respectant la peau. Sa formule douce convient parfaitement aux environnements où les lavages répétés sont nécessaires : cabinets médicaux, hôpitaux, collectivités, entreprises ou établissements recevant du public.

Grâce à son grand conditionnement 5 litres, il offre une solution économique et pratique pour les structures ayant des besoins élevés en hygiène quotidienne.

#### Formule douce adaptée aux lavages répétés

Le Aniosafe Savon Doux HF est particulièrement apprécié pour :

- Nettoyage efficace des mains
- Respect de la peau lors des usages fréquents
- Texture agréable et rinçage facile
- Utilisation quotidienne professionnelle

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Confort d'utilisation au fil de la journée

Il convient parfaitement aux personnels exposés à de nombreux lavages journaliers.

## Grand format 5 litres économique

Le bidon **5 litres** présente de nombreux avantages :

- Idéal pour recharger distributeurs et flacons
- Réduction du coût par utilisation
- Moins de remplacements fréquents
- Format adapté aux structures à fort passage
- Solution pratique pour gestion des stocks

## Recommandé pour de nombreux environnements

Le format 5L est idéal pour :

- Cabinets médicaux et dentaires
- Hôpitaux et cliniques
- EHPAD et collectivités
- Entreprises et bureaux
- Commerces et accueils clients
- Crèches, écoles et administrations

## Caractéristiques techniques

- Produit : Aniosafe Savon Doux HF
- Contenance : 5 litres
- Type : savon liquide doux
- Utilisation : lavage des mains fréquent
- Conditionnement : bidon économique
- Rinçage facile
- Usage professionnel et collectif

## Pourquoi choisir Aniosafe Savon Doux HF 5L ?

- ✓ Formule douce pour lavages répétés
- ✓ Grand format économique

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- ✓ Idéal recharges distributeurs
- ✓ Adapté aux environnements professionnels
- ✓ Qualité reconnue pour l'hygiène quotidienne

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/les-cremes-mains-et-solutions-lavantes/17994-aniosafe-savon-doux-hf-flacons-de-1-l-avec-pompe-vissee.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com