

FICHE PRODUIT



Boîtes de pétri GOSSELIN, Dia: 140 mm, ergots de ventilation: 3

Référence : PLG-BPSB140E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø: 140 mm, ergots de ventilation: 3; * Caractéristiques des boîtes de pétri GOSSELIN * Boîtes de pétri empilées sous gaine polyéthylène. * Sur sac polyéthylène à l'intérieur du carton. * Hauteur: 20,30 mm. * Poids: 45,50 g. * Conditionnement: 16 sachets de 11 pièces. * Conditionnement minimum de vente: Carton 176 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/1805-boartes-de-petri-gosselin-a-140mm-ergots-de-ventilation-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com