


FICHE PRODUIT

Gants d'intervention Latex Stériles Non Poudrés Polysem - Petite Chirurgie

Référence : SOC-100791

Description du produit

Gants d'intervention latex stériles non poudrés Polysem : précision et sécurité pour les petites chirurgies

Les **gants d'intervention Polysem** sont des gants stériles en latex naturel conçus pour les **petites interventions chirurgicales** et les actes invasifs nécessitant une stérilité garantie. Anatomiques et non poudrés, ils protègent efficacement contre les contaminations croisées entre le patient et le professionnel de santé.

Stérilité garantie par rayonnement gamma

La **stérilisation par rayonnement gamma** assure une stérilité absolue à l'intérieur de chaque emballage individuel. Le **double emballage chirurgical** (un gant par pochette pelable) facilite l'ouverture stérile en zone protégée et maintient l'intégrité du produit jusqu'à son utilisation.

Traitement par polymérisation - gantage facile

Le traitement de surface par **polymérisation** remplace avantageusement la poudre pour faciliter l'enfilage, y compris sur mains humides ou légèrement transpirantes. Ce procédé est particulièrement apprécié dans les blocs opératoires où la rapidité du gantage est essentielle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort anatomique et sensibilité tactile

La **forme anatomique** de ces gants épouse la morphologie naturelle de la main, réduisant la fatigue lors des interventions prolongées. La finesse du latex préserve une **sensibilité tactile optimale**, indispensable pour les gestes de suture, de dissection ou d'exploration.

Indications et conformité

- Petites interventions chirurgicales (sutures, drainage, biopsies...)
- Actes invasifs en cabinet ou en clinique
- Soins nécessitant une stérilité garantie
- 7 tailles disponibles (5,5 à 8,5) pour s'adapter à toutes les morphologies

Fiche technique

- Matériau : latex naturel | Forme : anatomique
- Type : non poudré, stérile
- Stérilisation : rayonnement gamma
- Emballage : double emballage chirurgical individuel
- Tailles : 5,5 à 8,5 | Marquage CE

Mentions obligatoires :

Publicité.

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle avant utilisation.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour : 2026-06-09

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/18087-gants-dintervention-latex-non-poudres-steriles-polysem.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5 1/2	SOC-1007910	
gant_taille - Taille 6	SOC-1007911	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-1007912	
gant_taille - Taille 7	SOC-1007913	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-1007914	
gant_taille - Taille 8	SOC-1007915	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-1007916	
gant_taille - Taille 9	SOC-1007917	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com