

FICHE PRODUIT

Gants d'Intervention Latex Stériles Hartmann Peha-taft Classic - Chirurgie Précise

Référence : SOC-870911

Description du produit

Hartmann Peha-taft Classic : gants de chirurgie latex stériles pour gestes de haute précision

Les **gants Peha-taft Classic de Hartmann** sont des gants de chirurgie en latex naturel, stériles et non poudrés, spécialement conçus pour les interventions chirurgicales nécessitant une **précision et une sensibilité tactile maximales**. Plébiscités dans les blocs opératoires, ils conjuguent protection, confort et sécurité pour les chirurgiens et leurs équipes.

Sensibilité tactile de référence

La finesse et l'élasticité du **latex naturel Hartmann** préservent une sensibilité cutanée élevée, permettant au chirurgien de percevoir les moindres variations de texture tissulaire lors des gestes de dissection, suture ou ligature. Cette propriété est particulièrement valorisée en chirurgie fine (ophtalmologie, neurochirurgie, microchirurgie).

Gantage facile sans poudre

Malgré l'absence de poudre, le **traitement intérieur spécifique Hartmann** garantit un gantage fluide et rapide, même en urgence. Ce traitement réduit également le risque de dermatites allergiques et d'irritations cutanées chez les porteurs réguliers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Stérilité et emballage chirurgical

Chaque paire est emballée individuellement dans un **emballage pelable à ouverture stérile**, permettant une manipulation aseptique en zone propre et le respect du protocole chirurgical.

Indications

- Chirurgie générale, vasculaire, orthopédique
- Chirurgie fine nécessitant une haute sensibilité (ophtalmologie, neurochirurgie...)
- Actes invasifs en bloc opératoire ou en salle de soins stériles

Fiche technique

- Matériau : latex naturel | Marque : Hartmann
- Type : non poudré, stérile | Forme : anatomique
- Emballage : individuel pelable stérile
- Usage : chirurgie | Marquage CE

Mentions obligatoires :

Publicité.

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle avant utilisation.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour : 2026-06-09

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/18096-gants-dintervention-latex-non-poudres-steriles-peha-taft-classic-hartmann.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-8709110	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-8709111	
gant_taille - Taille 7	SOC-8709112	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-8709113	
gant_taille - Taille 8	SOC-8709114	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-8709115	
gant_taille - Taille 9	SOC-8709116	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com