

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Armoires VLC 15

Référence : SOC-Art.VLC15

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Armoires VLC 15

- Unité fixée au mur.
- Avec porte (charnières du côté gauche).
- 2 rayons réglables.
- Dimensions: (l) 500 x (h) 426 x (p) 350 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/1818-armoires-vlc-15.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com