

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique à bras professionnel Microlife WatchBP Office Vascular ABI

Référence : SOC-855951

Description du produit

Microlife WatchBP Office Vascular ABI — Tensiomètre professionnel de dépistage vasculaire complet

Le **Microlife WatchBP Office Vascular ABI** va bien au-delà de la mesure tensionnelle simple. C'est un outil de dépistage cardiovasculaire complet qui aide le praticien à identifier rapidement les patients à risque vasculaire élevé nécessitant une prise en charge spécialisée.

Calcul ABI — dépistage de l'AOMI

L'**Index de Pression Systolique (IPS ou ABI)** est le rapport entre la pression systolique à la cheville et au bras. Un ABI < 0,9 signe une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec une sensibilité de 85-90 % et une spécificité de 95 %. Le WatchBP calcule cet indice automatiquement, orientant les patients vers un traitement adapté.

Mesure bilatérale et asymétrie tensionnelle

L'appareil peut mesurer simultanément les **deux bras** pour détecter une asymétrie tensionnelle supérieure à 10-15 mmHg — signe possible d'une sténose sous-clavière ou d'une dissection aortique. La détection AFIB s'effectue simultanément sans temps supplémentaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Calcul ABI : automatique bras + cheville
- Détection FA : sensibilité >95 % (validé cliniquement)
- Mesure bilatérale simultanée : oui
- Mémoire : 500 mesures avec identifiant patient
- Connectivité : USB — export vers logiciel médical
- Certifications : CE IIa, ESH 2010, BHS, AHA
- Alimentation : secteur obligatoire

Pour qui est indiqué le WatchBP Office ABI ?

Indiqué pour le dépistage de l'AOMI en cas de diabète, d'insuffisance rénale chronique, d'antécédent cardiovasculaire, ou chez tout patient à haut risque cardiovasculaire selon les scores de risque (SCORE, Framingham). À réserver aux professionnels de santé formés à l'interprétation de l'ABI.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-au-bras/18181-tensiometre-electronique-a-bras-professionnel-microlife-watchbp-office-vascular-abi.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com