

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopoire Gamma G5 multi-brassards

Référence : SOC-591013

Description du produit

Heine Gamma G5 — Tensiomètre manopoire professionnel de la référence mondiale Heine

Le **Heine Gamma G5** est l'entrée dans la gamme Gamma de Heine, marque allemande fondée en 1946 dont les otoscopes, ophtalmoscopes et tensiomètres équipent les professionnels de santé dans plus de 100 pays. Le G5 incarne la durabilité et la précision Heine dans un format accessible.

Polyamide thermoplastique — résistance aux conditions médicales

Le boîtier du Gamma G5 est moulé en polyamide thermoplastique renforcé, résistant aux chocs, à l'humidité et aux désinfectants. La cuillère de la poire est également en polyamide, éliminant le risque de déformation ou de fissure même en cas de chute accidentelle — fréquente en conditions médicales intensives.

Multi-brassards — polyvalence clinique complète

Trois brassards sont inclus : **enfant** (18-26 cm), **adulte standard** (24-34 cm) et **adulte large** (32-48 cm). Un brassard inadapté est la principale source d'erreur en mesure tensionnelle : trop petit = surestimation, trop grand = sous-estimation. Disposer des 3 tailles garantit des mesures précises pour chaque patient.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Boîtier + cuillère : polyamide thermoplastique antichoc
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg (EN 1060)
- Brassards inclus : enfant + adulte + adulte large
- Poire ergonomique avec soupape précision
- Fabricant : Heine Optotechnik GmbH (Allemagne, 1946)
- Certification : CE dispositif médical classe II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18193-tensiometre-manopoire-gamma-g5-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com