

**FICHE PRODUIT**

## Tensiomètre manopaire Roma multi-brassards

Référence : SOC-051021

### Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

### Tensiomètre manopaire Roma 3 brassards — Solution complète pour la pratique médicale quotidienne

#### Cadran 65 mm et robinet presse-bouton

Le cadran de 65 mm offre une bonne lisibilité sans être encombrant. Le robinet à bouton-poussoir à deux positions est une particularité pratique : en position neutre = pression maintenue ; bouton enfoncé = décompression progressive ; bouton relâché brusquement = vidage rapide en fin de mesure. Cette double position facilite la maîtrise de la vitesse de dégonflage selon la technique de chaque praticien.

#### 3 brassards — morphologies couvertes

- **Enfant** : tour de bras 18-26 cm
- **Adulte standard** : 24-34 cm
- **Obèse** : 34-48 cm pour les patients en surpoids

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Diamètre cadran : 65 mm
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision :  $\pm 3$  mmHg
- Brassards inclus : 3 (obèse + adulte + enfant) nylon velcro
- Robinet : presse-bouton 2 positions
- Trousse de transport rigide incluse
- Certification : CE dispositif médical

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18194-tensiometre-manopoire-roma-multi-brassards.html>



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)