

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopoire Gamma GP multi-brassards

Référence : SOC-591113

Description du produit

Heine Gamma GP — Le manopoire haut de gamme Heine avec valve presse-bouton

Le **Heine Gamma GP** représente l'étape supérieure dans la gamme Gamma. En ajoutant la valve presse-bouton de précision à la robustesse du Gamma G5, Heine offre aux praticiens les plus exigeants un contrôle complet sur la technique de décompression.

Valve presse-bouton — maîtrise totale de la décompression

La valve presse-bouton Heine fonctionne à deux vitesses : sans appui = décompression lente et précise à 2-3 mmHg/s (idéal pour la mesure) ; bouton maintenu = décompression accélérée pour vider le brassard en fin de mesure ou en urgence. Ce contrôle à deux vitesses améliore la reproductibilité inter-observateurs et réduit la fatigue des poignets lors de mesures répétées.

Ergonomie bilatérale droitiers/gauchers

La position du bouton sur la poire a été étudiée pour être actionnée confortablement par la main droite comme par la main gauche sans changement de préhension — un avantage concret dans les services où plusieurs praticiens partagent le même appareil.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopaire — méthode auscultatoire
- Boîtier : polyamide thermoplastique antichoc
- Valve : presse-bouton 2 vitesses, droitier/gaucher
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg (EN 1060)
- Multi-brassards inclus (enfant + adulte + large)
- Fabricant : Heine Optotechnik GmbH (Allemagne)
- Certification : CE dispositif médical classe II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopaire/18195-tensiometre-manopaire-gamma-gp-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com