

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopoire Sirio multi-brassards (3 brassards)

Référence : SOC-153361

Description du produit

Sirio Manopoire 3 brassards — Tensiomètre anéroïde complet pour la pratique médicale

Le **Sirio 3 brassards** couvre les besoins quotidiens des professionnels de santé avec un coffret complet intégrant un large cadran de lisibilité optimale, une poire à cuillère acier et trois brassards multi-tailles.

Cuillère acier — durabilité supérieure

La **cuillère en acier inoxydable** de la poire est plus résistante aux déformations que les cuillères en plastique. Elle maintient ses propriétés mécaniques après des milliers de cycles de compression/décompression, garantissant un gonflage efficace tout au long de la vie de l'appareil.

3 brassards nylon velcro

- **Enfant** : 18-26 cm
- **Adulte standard** : 24-34 cm
- **Adulte large** : 32-48 cm

Un brassard de taille inadaptée est la première source d'erreur tensionnelle. Disposer des 3 tailles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

permet de toujours utiliser le bon brassard pour chaque patient.

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Cadran : large, haute lisibilité
- Cuillère poire : acier inoxydable
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg
- Brassards inclus : 3 (enfant + adulte + large) nylon velcro
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18196-tensiometre-manopoire-sirio-multi-brassards-3-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com