

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopoire Lian Nano multi-brassards

Référence : SOC-454657

Description du produit

Spengler Lian Nano manopoire — La polyvalence professionnelle multi-brassards Spengler

Le **Spengler Lian Nano** est l'expression de la philosophie Lian : précision professionnelle, robustesse et polyvalence dans un format compact. La gamme Lian représente le segment professionnel de Spengler, au-dessus de la gamme grand public.

Gamme Lian — le professionnel Spengler

Les appareils Lian intègrent un mécanisme anéroïde de précision supérieure, une soupape de décompression à réglage fin pour un contrôle précis à 2-3 mmHg/s, et des matériaux de construction premium par rapport aux gammes d'entrée de gamme.

3 brassards — couverture des adultes

- **Large adulte** : 32-50 cm (patients en surpoids)
- **Adulte standard** : 24-34 cm (majorité des adultes)
- **Petit adulte / enfant** : 18-26 cm (adultes à bras fin, enfants)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopaire — méthode auscultatoire
- Gamme : Lian (professionnel Spengler)
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg certifiée
- Brassards : 3 tailles incluses
- Soupape décompression à réglage fin
- Fabricant : Spengler (France, 1907)
- Certification : CE dispositif médical classe II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopaire/18197-tensiometre-manopaire-lian-nano-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com