

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopoire Gamma G7 multi-brassards

Référence : SOC-590913

Description du produit

Heine Gamma G7 — Le nec plus ultra des tensiomètres manopaires professionnels

Le **Heine Gamma G7** est le sommet absolu de la gamme Gamma. Chaque détail de conception — matériaux, mécanisme, ergonomie — a été optimisé pour offrir le niveau de précision, de confort et de durabilité le plus élevé possible dans un tensiomètre anéroïde professionnel.

Boîtier bi-matière aluminium + TP-Élastomère

L'innovation centrale du G7 : un squelette en alliage d'aluminium pour la rigidité structurelle, enveloppé d'un revêtement TP-Élastomère (caoutchouc thermoplastique) pour l'absorption des chocs et l'adhérence en main. Ce mariage de matériaux donne un design contemporain distinctif et une résistance aux impacts supérieure à tous les modèles de la gamme.

Valve à vis ultrafine — précision de décompression maximale

La valve à vis ultrafine du G7 permet un réglage de la vitesse de décompression avec une précision inégalée — idéal pour les praticiens attachés à la reproductibilité absolue de leurs mesures auscultatoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Boîtier : bi-matière aluminium + TP-Élastomère
- Poire : bi-matière antidérapante
- Valve : à vis ultrafine haute précision
- Précision : ± 2 mmHg (supérieure à la norme)
- Plage : 0-300 mmHg
- Multi-brassards inclus
- Durée de vie estimée : 15-20 ans en usage intensif
- Fabricant : Heine Optotechnik GmbH (Allemagne)
- Certification : CE dispositif médical classe II

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18198-tensiometre-manopoire-gamma-g7-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com