

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopaire Spengler Lian Dessillons multi-brassards Clinic

Référence : SOC-882931

Description du produit

Spengler Lian Dessillons Clinic — Tensiomètre professionnel fabriqué en France

Le **Spengler Lian Dessillons Clinic** représente le sommet de la gamme Lian, avec des composants de qualité clinique supérieure et la traçabilité d'une fabrication française.

Fabrication française — traçabilité et qualité certifiée

Entièrement fabriqué dans les ateliers Spengler en France, il garantit une traçabilité complète des composants et une conformité stricte aux normes européennes EN 1060. Le service après-vente de proximité et la disponibilité des pièces de remplacement sur le long terme complètent cette garantie.

Version Clinic — composants professionnels supérieurs

La version Clinic intègre : mécanisme anéroïde précision ± 2 mmHg, soupape de décompression à réglage ultrafin, poire en caoutchouc naturel premium de grande capacité (gonflage plus rapide) et brassards en tissu technique lavable à 60 °C conformément aux protocoles de désinfection hospitalière.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Fabrication : France (ateliers Spengler)
- Précision : ± 2 mmHg (supérieure à la norme EN 1060)
- Plage : 0-300 mmHg
- Multi-brassards inclus, lavables à 60 °C
- Soupape : réglage ultrafin
- Certification : CE dispositif médical classe II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18199-tensiometre-manopoire-spengler-lian-dessillons-multi-brassards-clinic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com